

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU MIKROBIOM PCR

Co zawiera zestaw?

1. Pojemnik na kał
2. Woreczek strunowy
3. Wkład chłodzący
4. Jednorazowe rękawiczki
5. Zlecenie badania – formularz do wypełnienia
6. Instrukcja odbioru wyników badań

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

- Zaleca się, aby materiał do badania mikrobiomu pobrać w odstępie trzech tygodni od zakończenia terapii lekami przeciwgrzybiczymi, przeciw pasożytniczymi i przeciwbakteryjnymi (w tym antybiotykami i chemioterapeutykami) oraz minimum 4 dni po ostatnim przyjęciu probiotyków.
- Przed oddaniem kału przeznaczonego do badania należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał nie powinien mieć kontaktu z wodą, moczem czy też środkami czystości.

POBRANIE MATERIAŁU

1. Wyjąć z pudełka plastikowy, sterylny pojemnik na kał.
2. Przy pomocy plastikowej łopatką należy pobrać próbki z kilku miejsc oddanej porcji stolca. Pojemnik powinien być wypełniony maksymalnie do 1/2 wysokości.
3. Pojemnik należy szczelnie zamknąć oraz zapakować w woreczek strunowy.
4. Do momentu transportu próbkę z materiałem należy przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze 2-8° C.
5. Wypełnij poprawnie oraz czytelnie załączony formularz.

Zestaw odeślij dowolną firmą kurierską **od poniedziałku do środy** na adres:

Laboratorium Al-Med
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Uwaga: DO MOMENTU PRZYJAZDU KURIERA PRÓBKĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE 2-8° C.

Materiał można także oddać osobiście w jednym z naszych punktów, bez konieczności wcześniejszego umawiania się:

- Radomsko, ul. Przedborska 2
- Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 1 (Centrum Medycyny Spersonalizowanej AllerGen)
- Warszawa, ul. Raclawicka 127