

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU

Wymaz z gardła – badanie mikrobiologiczne

Przygotowanie pacjenta:

Prawidłowe pobranie próbki od pacjenta jest niezwykle istotne dla udanej identyfikacji organizmów zakaźnych.

Podczas pobierania wymazu należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- wymazy powinny być pobierane przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego,
- wymaz należy pobrać na czczo lub co najmniej 4h po spożyciu posiłku. Na 4h przed pobraniem materiału nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów (łącznie z wodą), palić papierosów, żuć gumy, myć zębów,
- wymaz należy pobrać z tylnej ściany gardła lub z miejsca zmienionego chorobowo.

Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.

Pobranie materiału:

1. Tuż przed pobraniem pacjent powinien przełknąć ślinę.
2. Głowę pacjenta odchylić delikatnie do tyłu i otworzyć szeroko jamę ustną.
3. Używając szpatułki docisnąć język ku dołowi, co pozwoli uniknąć kontaminacji wymazu śliną.
4. Wyjąć jałową wymazówkę z opakowania uważając, by jej nie dotknąć, ani nie dotknąć nią żadnej powierzchni.
5. Wprowadzić jałową wymazówkę do jamy ustnej i energicznie kilkakrotnie potrzeć obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej) zwracając szczególnie uwagę na miejsca zmienione chorobowo.
6. Włożyć wymazówkę do próbki z podłożem transportowym, uprzednio zdejmując plastikową zatyczkę, tak by koniec wymazówki znalazł się w podłożu transportowym.
7. Upewnij się, że korek wymazówki szczelnie zamyka próbkę.
8. Podpisać próbkę z podłożem transportowym imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL a także miejscem, z którego wymaz został pobrany: JAN KOWALSKI, 10101011222, GARDŁO

Postępowanie po pobraniu próbki:

- Próbkę należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. Do momentu dostarczenia, należy ją przechowywać w temperaturze pokojowej.

Zestaw odeślij dowolną firmą kurierską w dniach **poniedziałek – czwartek** na adres:

Laboratorium Al-Med
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Materiał można także oddać osobiście w jednym z naszych punktów, bez konieczności wcześniejszego umawiania się:

- **Radomsko, ul. Przedborska 2**
- **Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 1 (Centrum Medycyny Spersonalizowanej AllerGen)**
- **Warszawa, ul Raławicka 127**

Instrukcja odbioru wyników badań online

Do niniejszego zestawu dołączony został zestaw kodów kreskowych, co umożliwi Państwu szybki i wygodny dostęp do wyników badań online.

1. **Jeden kod** został naklejony na pierwszej stronie **Zlecenia badania** obok logo laboratorium.
2. Drugi kod zachowaj dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do odbioru wyników online.

Adres do internetowej platformy prezentacji
wyników badań: www.al-medlab.com

1. Wybór zakładki: „**ODBIERZ WYNIKI ONLINE**” (prawy, górny róg)
2. Wybór zakładki „**Dla pacjentów**” → „**Odbierz Wyniki**” → „**Odbiór wyników laboratoryjnych**” - należy podać PESEL lub datę urodzenia Pacjenta, którego dotyczy badanie, a następnie wpisać numer kodu kreskowego, załączonego do zestawu, którym oklejone zostało zlecenie badania – jest to indywidualny numer przypisany do danego zlecenia. Zalogowanie się do systemu będzie możliwe dopiero po opublikowaniu wyników.